



D: Blutentnahme ist beendet, wenn der Blutfluss das Ende des Kapillarrohres erreicht hat. Nach einer Venenblutentnahme wirdt Luerkanüle sorgfältig abgenommen und entsorgt (s.Abb.). Unmittelbar danach das Kapillarrohr herausziehen um die Blutprobe in die Probenröhre zu entleeren. Kapillarrohr ordnungsgemäß entsorgen. Daß Gefäß mit der Schraubkappe verschließen und gut mischen. **Immer Handschuhe tragen!**

GB: Blood collection is complete when the blood sample reaches the end of the capillary tube. After completion of venous blood collection, carefully remove and dispose of the luer needle as shown. Immediately after, remove the capillary to dispense the blood sample into the sample tube. Dispose the capillary tube properly. Close the tube carefully using the screw cap provided and mix well. **Always wear gloves!**

F: Le prélèvement est terminé lorsque le sang atteint l'extrémité du capillaire. Après un prélèvement veineux, l'aiguille Luer doit être soigneusement retirée et jetée (comme indiqué). Tout de suite après, retirer le tube capillaire afin de vider le sang prélevé dans le tube échantillon et éliminer soigneusement le tube capillaire. Fermer soigneusement le tube à l'aide du bouchon à visser et bien mélanger. **Portez toujours des gants!**

NL: De bloedafname is gereed als de bloedstroom het einde van de capillairbuis heeft bereikt. Na beëindiging van de veneuze bloedafname voorzichtig de luer-naald zoals afgebeeld verwijderen en vernietigen. Verwijder meteen daarna de capillair om het bloedmonster in het monsterbuisje te brengen. Vernietig het capillair-buisje volgens voorschrift. Sluit het buisje goed af met de schroefdop en meng het monster goed. **Gebruik altijd handschoenen!**